



DIAGNOSTIC HDE

Jusqu'à 77 points de contrôle* pour un diagnostic complet de votre matériel

Le diagnostic HDE permet le contrôle de tous les éléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement de votre équipement, optimiser sa performance et maximiser sa durabilité dans le temps.

1	Moteur Évolution	Contrôle état de marche général
2	Moteur Évolution	Contrôle câble connexion moteur
3	Moteur Évolution	Contrôle câble batterie
4	Moteur Évolution	Contrôle câble driver
5	Moteur Évolution	Contrôle bouton driver
6	Moteur Évolution	Contrôle ceinture ou veste
7	Moteur Évolution	Nettoyage veste **
8	Batterie	Test de fonctionnement
9	Option Watercooling moteur Évolution	Contrôle connectique Watercooling
10	Option Watercooling moteur Évolution	Contrôle pompe
11	Flexxidisc	Contrôle état de marche général
12	Flexxidisc	Démontage corps
13	Flexxidisc	Démontage tête
14	Flexxidisc	Nettoyage dans un bain à ultrasons
15	Flexxidisc	Contrôle roulement tête
16	Flexxidisc	Contrôle roulement poignée
17	Flexxidisc	Contrôle câble intérieur
18	Flexxidisc	Contrôle engrenage
19	Flexxidisc	Contrôle disque
20	Flexxidisc	Graissage
21	Flexxidisc	Remontage et test
22	Flexxidisc	Contrôle twist pour les courbes
23	Option Watercooling Flexxidisc	Contrôle entrée + sortie d'eau
24	Option Watercooling Flexxidisc	Démontage corps
25	Option Watercooling Flexxidisc	Remontage et test
26	Option Watercooling Flexxidisc	Contrôle twist pour les courbes
27	Polyfloat	Contrôle état de marche général
28	Polyfloat	Démontage corps
29	Polyfloat	Démontage tête
30	Polyfloat	Nettoyage dans un bain à ultrasons
31	Polyfloat	Contrôle roulement tête
32	Polyfloat	Contrôle roulement manche
33	Polyfloat	Contrôle câble intérieur
34	Polyfloat	Contrôle engrenage
35	Polyfloat	Contrôle bobine

36	Polyfloat	Graissage
37	Polyfloat	Remontage et test
38	Option Watercooling Polyfloat	Contrôle entrée + sortie d'eau
39	Option Watercooling Polyfloat	Démontage corps
40	Option Watercooling Polyfloat	Remontage et test
41	Option Watercooling Polyfloat	Contrôle twist pour les courbes
42	Bobine diam. 14 pour Polyfloat	Contrôle diamantation
43	Fraise occlusale pour Polyfloat	Contrôle diamantation
44	Fraise conique longue pour Polyfloat	Contrôle diamantation
46	Fraise cylindrique longue pour Polyfloat	Contrôle diamantation
47	Fraise pour les 6èmes	Contrôle état de marche général
48	Fraise pour les 6èmes	Démontage corps
49	Fraise pour les 6èmes	Nettoyage dans un bain à ultrasons
50	Fraise pour les 6èmes	Contrôle roulement
51	Fraise pour les 6èmes	Contrôle axe de diamantation
52	Fraise pour les 6èmes	Graissage
53	Fraise pour les 6èmes	Remontage et test
54	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Contrôle état de marche général
55	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Démontage tête Quickflex
56	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Démontage câble + gaine
57	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Nettoyage dans un bain à ultrasons
58	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Contrôle roulement tête + câble
59	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Contrôle gaine
60	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Contrôle câble intérieur
61	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Graissage
62	Flexible renforcé 1,20 m silencieux Quickflex	Remontage et test
63	Option Watercooling Flexible renforcé Quickflex	Contrôle état de marche général
64	Option Watercooling Flexible renforcé Quickflex	Contrôle entrée + sortie d'eau
65	Option Watercooling Flexible renforcé Quickflex	Contrôle connexions
66	Fraise pour les 11èmes	Contrôle état de marche général
67	Fraise pour les 11èmes	Démontage corps
68	Fraise pour les 11èmes	Démontage tête
69	Fraise pour les 11èmes	Nettoyage dans bain à ultrasons
70	Fraise pour les 11èmes	Contrôle roulement tête
71	Fraise pour les 11èmes	Contrôle roulement poignée
72	Fraise pour les 11èmes	Contrôle câble intérieur
73	Fraise pour les 11èmes	Contrôle axe de diamantation
74	Fraise pour les 11èmes	Graissage
75	Fraise pour les 11èmes	Remontage et test
76	Brosse inox avec support	Contrôle usure
77	Mallette Trolley	Contrôle état général

*Exemple donné pour le diagnostic d'un Set électroportatif de niveau 4 avec option Watercooling.

** En option.